

# Importazione librerie CAD Zeramex XT

## Come si importa la biblioteca nel sistema **exocad**?

1. Chiudere il software exocad
2. Decomprimere la cartella “zeramex\_xt\_exocad\_v1.zip”
3. Spostare la cartella decompressa nella seguente directory di installazione del software exocad: \DentalCADApp\library\implant
4. Avviare il software exocad
5. In questo modo, la libreria Zeramex XT Zerabase è stata installata.

**Informazioni:** Zeramex XT exocad Model Creator sarà presto disponibile.

## Come si importa la biblioteca nel sistema **3Shape**?

1. Aprire il pannello di controllo del sistema 3Shape Dental
2. Importazione/Esportazione ► strumenti ► importa materiale
3. Selezionare “zeramex\_xt\_3shape\_v5.dme”. Salvare e chiudere il pannello di controllo del sistema 3Shape Dental.
4. In questo modo, la libreria Zeramex XT Zerabase è stata installata.

In caso di **domande relative all'importazione** dei dati nel software, contattare **l'Assistenza del fornitore CAD/CAM**.

Tutti i componenti necessari per la ricostruzione possono essere ordinati direttamente da Zeramex.

### Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

[order@zeramex.com](mailto:order@zeramex.com)