

Importation des bibliothèques CAD Zeramex XT

Comment la bibliothèque est-elle importée dans votre système **exocad**?

1. fermez votre logiciel exocad
2. dézippez le dossier «zeramex_xt_exocad_v1.zip»
3. déplacez le dossier dézippé dans le répertoire d'installation suivant du logiciel exocad: \DentalCADApp\library\implant
4. démarrez votre logiciel exocad
5. vous avez réussi l'installation de la bibliothèque Zeramex XT Zerabase.

Information: Zeramex XT exocad Model Creator sera bientôt disponible.

Comment la bibliothèque est-elle importée dans votre système **3Shape**?

1. ouvrez le panneau de commande 3Shape Dental System Control Panel
2. outils ► Importation/Exportation ► Matériel d'importation
3. sélectionnez «zeramex_xt_3shape_v5.dme». Enregistrez et fermez le «3Shape Dental System Control Panel».
4. vous avez réussi l'installation de la bibliothèque Zeramex XT Zerabase.

Pour toute **question sur l'importation** des données dans votre logiciel, adressez-vous à **l'Assistance de votre fournisseur CAD/CAM**.

Commandez directement les pièces requises pour la restauration auprès de Zeramex.

Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

order@zeramex.com