

Come si importa la biblioteca nel sistema **Exocad**?

1. Chiudere il software Exocad
2. Decomprimere la cartella “zeramex_exocad_v2”
3. Spostare la cartella decompressa nella seguente directory di installazione del software Exocad: \DentalCADApp\library\implant
4. Avviare il software Exocad
5. In questo modo, la libreria ZERAMEX® P6 ZERABASE è stata installata.

Come si importa la biblioteca nel sistema **3Shape**?

1. Aprire il pannello di controllo del sistema 3Shape Dental
2. Importazione/Esportazione ► strumenti
3. Selezionare “zeramex_p6_v3”. Salvare e chiudere il pannello di controllo del sistema 3Shape Dental.
4. In questo modo, la libreria ZERAMEX® P6 ZERABASE è stata installata.

In caso di **domande relative all'importazione** dei dati nel software, contattare **l'Assistenza del fornitore CAD/CAM**.

Tutti i componenti necessari per la ricostruzione possono essere ordinati direttamente da ZERAMEX®.

Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

order@zeramex.com