


# LAB SCREW Data Sheet

ZERAMEX® **P6**



## SN Plattform




### **P35450**

**Passt zu:**  
P6 Abutment SN straight, 1mm (P15501)  
P6 Abutment SN straight, 2mm (P15502)

**Erkennungsmerkmal ggü. anderen SN Schrauben:**  
Länge: 7.4mm

**Anzugsmoment: 5 Ncm**



### **P35451**


**Passt zu:**  
P6 Abutment SN angular 15° (P15515)

**Erkennungsmerkmal ggü. anderen SN Schrauben:**  
Länge: 6.3mm

**Anzugsmoment: 5 Ncm**



## RN Plattform




### **P36450**

**Passt zu:**  
P6 Abutment RN straight, 1mm (P16501)  
P6 Abutment RN straight, 2mm (P16502)

**Erkennungsmerkmal ggü. anderen RN Schrauben:**  
Länge: 7.5mm

**Anzugsmoment: 5 Ncm**



### **P36451**

**Passt zu:**  
P6 Abutment RN angular 15° (P16515)

**Erkennungsmerkmal ggü. anderen RN Schrauben:**  
Länge: 6.7mm

**Anzugsmoment: 5 Ncm**