

INFORMATION SUR LE FORET ZERAMEX® P6

L'information concerne tous les forets du système ZERAMEX® P6! Pour le système ZERAMEX® P6, de nouveaux forets n'ayant pas le même aspect que les précédents ont été intégrés dans l'assortiment.

Repères laser supplémentaires

La différence est purement optique. Les nouvelles variantes de foret disposent simplement de **deux repères laser supplémentaires** (voir photos).

Ces repères laser supplémentaires sont des préparations du fabricant de forets liées à la production de nouveaux systèmes d'implants et n'ont **aucune répercussion sur le mode de fonctionnement** du système ZERAMEX® P6.

Vérifier la conformité des protocoles de forage et mettre à jour

Pour garantir une manipulation professionnelle, veuillez vous assurer que vous disposez du protocole de forage ZERAMEX® P6 correspondant à vos forets.

Si vous disposez d'un protocole de forage qui n'est plus compatible avec vos forets, vous pouvez commander gratuitement la version requise des protocoles de forage ZERAMEX® P6 en utilisant le service de commande normal.

Repères laser

