






ZERAMEX[®] (P6)

Gamme de produits



GAMME DE PRODUITS

Implants ZERAMEX® P6


Ø 3,3mm	Réf.	Nom (coiffe de cicatrisation comprise)	Dimension	Matériau
	P15508	Implant ZERAMEX®P6 Ø 3,3 x 8mm SN	Longueur: 8mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	P15510	Implant ZERAMEX®P6 Ø 3,3 x 10mm SN	Longueur: 10mm	
	P15512	Implant ZERAMEX®P6 Ø 3,3 x 12mm SN	Longueur: 12mm	
Ø 4,1mm	Réf.	Nom (coiffe de cicatrisation comprise)	Dimension	Matériau
	P16508	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,1 x 8mm RN	Longueur: 8mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	P16510	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,1 x 10mm RN	Longueur: 10mm	
	P16512	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,1 x 12mm RN	Longueur: 12mm	
Ø 4,8mm	Réf.	Nom (coiffe de cicatrisation comprise)	Dimension	Matériau
	P17508	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,8 x 8mm RN	Longueur: 8mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	P17510	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,8 x 10mm RN	Longueur: 10mm	
	P17512	Implant ZERAMEX®P6 Ø 4,8 x 12mm RN	Longueur: 12mm	





Piliers ZERAMEX® P6


SN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P15501	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment SN Straight, 1mm (vis comprise)	Ø: 5,0mm, HP: 6,5mm, HC: 1mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®
	P15502	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment SN Straight, 2mm (vis comprise)	Ø: 5,0mm, HP: 7,5mm, HC: 2mm	
	P15515	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment SN Angular 15°, 1mm (vis comprise)	Ø: 5,0mm, HP: 5,5mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®

CAD/CAM

	P15530	ZERAMEX®P6 ZERABASE SN, pour couronne (vis comprise)	Ø: 5,0mm, HP: 7mm, HC: 1mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®
	P15531	ZERAMEX®P6 ZERABASE SN, pour bridge (vis comprise)	Ø: 5,0mm, HP: 7mm, HC: 1mm	


RN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P16501	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment RN Straight, 1mm (vis comprise)	Ø: 5,8mm, HP: 7mm, HC: 1mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®
	P16502	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment RN Straight, 2mm (vis comprise)	Ø: 5,8mm, HP: 8 mm, HC: 2mm	
	P16515	Pilier ZERAMEX®P6 Abutment RN Angular 15°, 1mm (vis comprise)	Ø: 5,8mm, HP: 7mm, HC: 1mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®

CAD/CAM

	P16530	ZERAMEX®P6 ZERABASE RN, pour couronne (vis comprise)	Ø: 5,6mm, HP: 7mm, HC: 1mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP VICARBO®
	P16531	ZERAMEX®P6 ZERABASE RN, pour bridge (vis comprise)	Ø: 5,6mm, HP: 7mm, HC: 1mm	





Les piliers ZERABASE sont intégrés aux systèmes 3Shape et Exocad.

Vis VICARBO®	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P15450	ZERAMEX®P6 VICARBO SN Straight	Longueur: 7,3mm	VICARBO®
	P15451	ZERAMEX®P6 VICARBO SN Angular	Longueur: 6,25mm	
	P16450	ZERAMEX®P6 VICARBO RN Straight	Longueur: 7,5mm	
	P16451	ZERAMEX®P6 VICARBO RN Angular	Longueur: 6,7mm	

Piliers ZERAMEX® ZERALOCK™


Piliers droits et angulés


SN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P15305	Pilier ZERAMEX® ZERALOCK™ SN straight	HP: 6mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	T15315	Pilier ZERAMEX® ZERALOCK™ SN angular 15°	HP: 5,4mm	

RN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P16305	Pilier ZERAMEX® ZERALOCK™ RN straight	HP: 6mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	T16315	Pilier ZERAMEX® ZERALOCK™ RN angular 15°	HP: 5,5mm	





LOCATOR®



SN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P15202	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 2mm SN	Hauteur: 2mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	P15203	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 3mm SN	Hauteur: 3mm	
	P15205	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 5mm SN	Hauteur: 5mm	

RN Plateforme	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P16202	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 2mm RN	Hauteur: 2mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	P16203	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 3mm RN	Hauteur: 3mm	
	P16205	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 5mm RN	Hauteur: 5mm	



Prothèses ZERAMEX® - SN Plateforme

Gestion des tissus mous	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P35500	Coiffe de cicatrisation ZERAMEX®P6 Healing Cap SN	Hauteur: 0,5mm	PEEK
	P35503	Façonneur gingival ZERAMEX®P6 SN, 3mm	Hauteur: 3mm	
	P35504	Façonneur gingival ZERAMEX®P6 SN, 4mm	Hauteur: 4mm	
	P35530	Implant provisoire ZERAMEX®P6 SN (vis comprise)	HP: 7mm HC: 1mm Ø: 4,5mm	PEEK, PEEK-CW30





Prise d'empreinte	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P35510	ZERAMEX®P6 Transfer Open Tray SN	Hauteur de la capsule: 10mm H vis comprise: 19mm	PEEK-CW30, aluminium
	P35512	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray SN	Hauteur de la capsule: 7mm H vis comprise: 14mm	PEEK-CW30, Aluminium
	P35513	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray, SN long	Hauteur de la capsule: 11mm H vis comprise: 19mm	PEEK-CW30, aluminium
	P35514	ZERAMEX®P6 Scanbody SN	Hauteur: 10mm	PEEK, PEEK-CW30




GAMME DE PRODUITS





Prothèses ZERAMEX® - SN Plateforme

Éléments auxiliaires	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P35520	Réplique de l'implant ZERAMEX®P6 SN	Longueur: 10mm	Aluminium
	P35550	Vis pour implant provisoire ZERAMEX®P6 SN	Longueur: 7,3mm	PEEK-CW30
	P35450	Vis de laboratoire ZERAMEX®P6 Straight SN	Longueur: 7,4mm	PEEK
	P35451	Vis de laboratoire ZERAMEX®P6 Angular SN	Longueur: 6,3mm	PEEK




















Prothèses ZERAMEX® - RN Plateforme

Gestion des tissus mous	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P36500	Coiffe de cicatrisation ZERAMEX®P6 RN	Hauteur: 0,6mm	PEEK
	P36502	Vis de fermeture ZERAMEX®P6 RN	Hauteur: 0,5mm	
	P36503	Façonneur gingival ZERAMEX®P6 RN, 3mm	Hauteur: 3mm	
	P36504	Façonneur gingival ZERAMEX®P6 RN, 4mm	Hauteur: 4mm	
	P36530	Implant provisoire ZERAMEX®P6 RN (vis comprise)	HP: 7mm HC: 1mm Ø: 5,5mm	PEEK, PEEK-CW30

Prise d'empreinte	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P36510	ZERAMEX®P6 Transfer Open Tray RN	Hauteur de la capsule: 11mm H vis comprise: 20mm	PEEK-CW30, aluminium
	P36512	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray RN	Hauteur de la capsule: 7mm H vis comprise: 14mm	PEEK-CW30, aluminium
	P36513	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray, long RN	Hauteur de la capsule: 11mm H vis comprise: 18mm	PEEK-CW30, Aluminium
	P36514	Réplique ZERAMEX®P6 Scanbody RN	Hauteur: 10mm	PEEK, PEEK-CW30









Éléments auxiliaires	Réf.	Nom	Dimension	Matériau
	P36520	Réplique de l'implant ZERAMEX®P6 RN	Longueur: 10mm	Aluminium
	P36550	Vis pour implant provisoire ZERAMEX®P6 RN	Longueur: 6,1mm	PEEK-CW30
	P36450	Vis de laboratoire ZERAMEX®P6 Straight RN	Longueur: 7,5mm	PEEK
	P36451	Vis de laboratoire ZERAMEX®P6 Angular RN	Longueur: 6,7mm	PEEK
	P18550	Set de planification du pilier ZERAMEX®P6		PEEK

Outils ZERAMEX®














	Réf.	Nom	Matériau
	P35601	Fraise boule ZERAMEX®P Rose drill ø2,2mm	Acier inoxydable
	P35602	Foret pilote ZERAMEX®P Pilot Drill ø2,2mm	
	P35633	Foret ZERAMEX®P Drill ø2,8mm	
	P36633	Foret ZERAMEX®P Drill ø3,5mm	
	P37633	Foret ZERAMEX®P Drill ø4,2mm	
	P35622	Fraise profilée ZERAMEX®P Profile Drill SN ø2,8mm	
	P36622	Fraise profilée ZERAMEX®P Profile Drill ø3,5mm	
	P35651	Jauge de profondeur ZERAMEX®P Depth Gauge ø2,2mm	
	P36651	Jauge de profondeur ZERAMEX®P Depth Gauge ø3,5mm	
	P35620	Taraud ZERAMEX®P Screw Tap ø3,3mm	
	P36620	Taraud ZERAMEX®P Screw Tap ø4,1mm	
	P37620	Taraud ZERAMEX®P Screw Tap ø4,8mm	
	P38619	Clé prothétique ZERAMEX®, 19mm	
	P38623	Clé prothétique ZERAMEX®, 23mm	
	T38620	Pince ZERAMEX® Pickup 20mm	
	T38622	Pince de secours ZERAMEX® Rescue Pickup	
	T38625	Pince ZERAMEX® Pickup 25mm	
	T38626	Guide d'alignement ZERAMEX®	
	C7650	Rallonge de fraise Drill extension	




















GAMME DE PRODUITS

Outils ZERAMEX®

	Réf.	Nom	Matériau
	P35453	Substitut ZERAFIX™ SN 3,0mm	PEEK
	P36453	Substitut ZERAFIX™ RN 3,3mm	
	P38645S	Set de portes-piliers ZERALOCK™ SN et RN	PEEK
	P38644S	Set de portes-piliers ZERAFIX™ SN et RN	
	P48850	Plateau chirurgical ZERAMEX®P	Acier inoxydable
	P48854	Plateau chirurgical entièrement équipé avec cliquet ZERAMEX®P	
	P48870	Plateau chirurgical «mini» ZERAMEX®P	
	P48932	Adaptateur à cliquet court ZERAMEX®P Ratchet Adapter Unit Short	
	P48935	Cliquet chirurgical ZERAMEX®P Surgical Ratchet	
	P48860	Plateau pour prothèses ZERAMEX®P Prosthetics Tray	
	P48865	Set prothétique avec cliquet ZERAMEX®P	

Accessoires ZERAMEX® Locator®

	Réf.	Nom	Matériau
	T38219	Coiffe de traitement de la dentition LOCATOR® Processing Denture Cap (jusqu'à 10° de divergence par implant, incolore, rose, bleu), 2 unités.	Ti/Nylon/LDPE
	T38220	Coiffe de traitement de la dentition LOCATOR® Processing Denture Cap (jusqu'à 20° de divergence par implant, vert, orange, rouge), 2 unités.	Ti/Nylon/LDPE
	T38222	Anneau d'espacement LOCATOR® Blockout Spacer, 20 unités.	Caoutchouc silicone
	T38224	Coiffe d'empreinte LOCATOR® Impression Coping, 4 unités.	Boîtier en aluminium avec insert LDPE
	T38226	Réplique LOCATOR® Replica Ø4mm, 4 unités.	Aluminium
	T38227	Réplique LOCATOR® Replica Ø5mm, 4 unités.	Aluminium
	T38228	Outil de pièce intérieure LOCATOR® Core Tool	Acier inoxydable
	T38230	Rechange transparente LOCATOR® Replacement clear, 4 unités. Force de rétention : 2,27kg	Nylon
	T38231	Rechange rose LOCATOR® Replacement pink, 4 unités. Force de rétention : 1,36kg	
	T38232	Rechange bleue LOCATOR® Replacement blue, 4 unités. Force de rétention : 0,68kg	
	T38233	Rechange verte LOCATOR® Replacement green, 4 unités. Force de rétention : 1,81kg	
	T38234	Rechange orange LOCATOR® Replacement orange, 4 unités. Force de rétention : 0,91kg	
	T38235	Rechange rouge LOCATOR® Replacement red, 4 unités. Force de rétention : 0,45kg	

	0050		Attention
	Référence de l'article		Date limite d'utilisation
	Numéro du lot		Respecter le mode d'emploi
	Ne pas réutiliser		Date de fabrication
	Stérilisé à la vapeur		Fabricant
	Non stérile		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Protéger contre les rayons directs du soleil		Les produits de la gamme sont homologués par la FDA.
	Stocker à sec		«Selon la loi fédérale américaine: vente uniquement directement à des médecins formés, des dentistes ou des professionnels agréés ou en leur nom»
	Implant ø3,3mm SN (Plateforme ø4,0mm)		Implant ø4,1mm RN (Plateforme ø4,8mm)
	Implant ø4,8mm RN (Plateforme ø4,8mm)		