

Zeramex XT

Assortimento

XT



ZERAMEX

Impianti Zeramex XT


SB Ø3,5 mm	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	XT15508	ZERAMEX® XT Implant Ø3,5×8 mm SB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT15510	ZERAMEX® XT Implant Ø3,5×10 mm SB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 10 mm	
	XT15512	ZERAMEX® XT Implant Ø3,5×12 mm SB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 12 mm	
RB Ø4,2 mm	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	XT16508	ZERAMEX® XT Implant Ø4,2×8 mm RB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT16510	ZERAMEX® XT Implant Ø4,2×10 mm RB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 10 mm	
	XT16512	ZERAMEX® XT Implant Ø4,2×12 mm RB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 12 mm	
	XT16514	ZERAMEX® XT Implant Ø4,2×14 mm RB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 14 mm	
WB Ø5,5 mm	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	XT17508	ZERAMEX® XT Implant Ø5,5×8 mm WB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 8 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP
	XT17510	ZERAMEX® XT Implant Ø5,5×10 mm WB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 10 mm	
	XT17512	ZERAMEX® XT Implant Ø5,5×12 mm WB (Impianto, vite di guarigione inclusa)	Lunghezza: 12 mm	

Monconi Zeramex XT

Piattaforma SB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	SB15501	ZERAMEX® SB Abutment Straight 1 mm (Moncone diritto 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15502	ZERAMEX® SB Abutment Straight 2 mm (Moncone diritto 2 mm, vite inclusa)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 4,6 mm	
	SB15515	ZERAMEX® SB Abutment Angular 15°, 1 mm (Moncone angolare 15°, 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4,6 mm	

SB CADCAM	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	SB15535	ZERAMEX® SB ZERABASE X (Base per moncone Zerabase X, vite inclusa, per corona)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15536	ZERAMEX® SB ZERABASE X UNENGAGED (Base per moncone Zerabase X NON INGRANATA, vite inclusa, per ponte)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	

I monconi sono integrati nei sistemi di 3Shape ed Exocad.




Vicarbo Screw SB/RB/WB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB16550	ZERAMEX® SB / RB / WB VICARBO Screw (Vite protesica)	Lunghezza: 7,4 mm	Vicarbo

Monconi Zeramex XT

Piattaforma RB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB16501	ZERAMEX® RB Abutment Straight 1 mm (Moncone diritto da 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	RB16502	ZERAMEX® RB Abutment Straight 2 mm (Moncone diritto da 2 mm, vite inclusa)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 5 mm	
	RB16515	Zeramex XT Abutment RB Angular 15°, 1 mm (Moncone angolare 15° 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	

RB CADCAM	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB16535	ZERAMEX® RB ZERABASE X (Base per moncone Zerabase X, vite inclusa, per corona)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	RB16536	ZERAMEX® RB ZERABASE X UNENGAGED (Base per moncone Zerabase X NON INGRANATA, vite inclusa, per ponte)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 4,6 mm	

I monconi sono integrati nei sistemi di 3Shape ed Exocad.




Vicarbo Screw SB/RB/WB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB16550	ZERAMEX® SB / RB / WB VICARBO Screw (Vite protesica)	Lunghezza: 7,4 mm	Vicarbo

Monconi Zeramex XT

Piattaforma WB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	WB17501	ZERAMEX® WB Abutment Straight 1mm (Moncone dritto da 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	WB17502	ZERAMEX® WB Abutment Straight 2 mm (Moncone dritto da 2 mm, vite inclusa)	AH: 8 mm KH: 2 mm Ø: 6 mm	
	WB17515	Zeramex XT Abutment WB Angular 15°, 1 mm (Moncone angolare da 1 mm, vite inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	


WB CAD/CAM	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	WB17535	ZERAMEX® WB ZERABASE X (Base per moncone Zerabase X, vite inclusa, per corona)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 5,6 mm	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	WB17536	ZERAMEX® WB ZERABASE X UNENGAGED (Base per moncone Zerabase X NON INGRANATA, vite inclusa, per ponte)	AH: 4,8 mm KH: 0,8 mm Ø: 5,6 mm	

I monconi sono integrati nei sistemi di 3Shape ed Exocad.




Vicarbo Screw SB/RB/WB	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB16550	ZERAMEX® SB / RB / WB VICARBO Screw (Vite protesica)	Lunghezza: 7,4 mm	Vicarbo

Protesi Zeramex

SB Gestione dei tessuti molli	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	SB35500	Zeramex XT Healing Cap SB (Vite di guarigione SB)	Altezza: 0,6 mm	PEEK
	SB35503	Zeramex XT Gingivaformer SB, 3 mm (Formatore gengivale SB, 3 mm)	Altezza: 3 mm Ø: 4 mm	
	SB35504	Zeramex XT Gingivaformer SB, 4 mm (Formatore gengivale SB, 4 mm)	Altezza: 4 mm Ø: 4 mm	
	SB35530	Zeramex XT Provisional SB (Moncone provvisorio SB, vite provvisoria inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 4 mm	PEEK Vicarbo
SB Impronta	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	SB35510	Zeramex XT Transfer Open Tray SB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 20 mm	Alluminio PEEK-CW30
	SB35512	Zeramex XT Transfer Closed Tray SB	Altezza capsula: 7 mm / Altezza incl. vite: 14 mm	
	SB35513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long SB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 18 mm	
	SB35514	ZERAMEX® SB Scanbody (Corpo di scansione, vite provvisoria inclusa)	Altezza: 10 mm	PEEK Vicarbo
	SB35522	ZERAMEX® SB Digital Implant Replica	Lunghezza: 10 mm	Alluminio
RB Gestione dei tessuti molli	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB36500	ZERAMEX® XT RB Healing Cap (Vite di guarigione RB)	Altezza: 0,6 mm	PEEK
	RB36503	ZERAMEX® XT RB Gingivaformer RB, 3 mm (Formatore gengivale RB, 3 mm)	Altezza: 3 mm Ø: 5 mm	
	RB36504	Zeramex XT RB Gingivaformer RB, 4 mm (Formatore gengivale RB, 4 mm)	Altezza: 4 mm Ø: 5 mm	


Assortimento


XT

	RB36530	Zeramex XT Provisional RB (Moncone provvisorio RB, vite provvisoria inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 5 mm	PEEK Vicarbo
---	---------	---	---------------------------------	-----------------

RB Impronta	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB36510	Zeramex XT Transfer Open Tray RB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 20 mm	Alluminio PEEK-CW30
	RB36512	Zeramex XT Transfer Closed Tray RB	Altezza capsula: 7 mm / Altezza incl. vite: 14 mm	
	RB36513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long RB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 18 mm	
	RB36514	Zeramex XT Scanbody RB (incl. vite)	Altezza: 10 mm	PEEK PEEK-CW30
	RB36522	Zeramex XT Digital Implant Replica RB	Lunghezza: 10 mm	Alluminio

WB Gestione dei tessuti molli	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	WB37500	Zeramex XT Healing Cap WB (Vite di guarigione WB)	Altezza: 0,6 mm	PEEK
	WB37503	Zeramex XT Gingivaformer WB, 3 mm (Formatore gengivale WB, 3 mm)	Altezza: 3 mm Ø: 6 mm	
	WB37504	Zeramex XT Gingivaformer WB, 4 mm (Formatore gengivale WB, 4 mm)	Altezza: 4 mm Ø: 6 mm	
	WB37530	Zeramex XT Provisional WB (Moncone provvisorio WB, vite provvisoria inclusa)	AH: 7 mm KH: 1 mm Ø: 6 mm	PEEK Vicarbo

WB Impronta	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	WB37510	Zeramex XT Transfer Open Tray WB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 20 mm	Alluminio PEEK-CW30
	WB37512	Zeramex XT Transfer Closed Tray WB	Altezza capsula: 7 mm / Altezza incl. vite: 14 mm	
	WB37513	Zeramex XT Transfer Closed Tray, long WB	Altezza capsula: 11 mm/ Altezza incl. vite: 18 mm	

	WB37514	ZERAMEX® WB Scanbody (Corpo di scansione WB, vite provvisoria inclusa)	Altezza: 10 mm	PEEK PEEK-CW30
	WB37522	ZERAMEX® WB Digital Implant Replica (Replica digitale dell'impianto WB)	Lunghezza: 10 mm	Alluminio

SB/RB/WB Componenti ausiliari	Cod. art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	RB36521	ZERAMEX® RB Digital Implant Replica Placer (Replica digitale dell'impianto per SB / RB / WB)	Lunghezza: 14 mm	PEEK-CW30
	RB36550	ZERAMEX® SB / RB / WB Provisional Screw (Vite provvisoria per SB / RB / WB)	Lunghezza: 8,6 mm	Vicarbo
	RB36554	ZERAMEX® SB/RB/WB Try in Screw (Vite per uso in laboratorio)	Lunghezza: 7,4 mm	PEEK




Zeramex Docklocs®	Cod. art.	Nome	Materiale
	SB15542	ZERAMEX® Docklocs Abutment 2 mm (Moncone Docklocs 2 mm, vite inclusa)	ZrO ₂ -ATZ-HIP Vicarbo
	SB15543	ZERAMEX® Docklocs Abutment 3 mm (Moncone Docklocs 3 mm, vite inclusa)	
	SB15544	ZERAMEX® Docklocs Abutment 4 mm (Moncone Docklocs 4 mm, vite inclusa)	
	XT38227	Strumento di inserimento Zeramex Docklocs®	acciaio inox PEEK
	XT38253	Docklocs® Laboratory Set, up to 40° divergence compensation: 2 pcs zirconia oxide retention housing (Ø5.8 mm, height 2.5 mm) with black processing insert (height 1.9 mm), 2 pcs blackout ring, 2 pcs replacement male, green, 2 pcs replacement male, orange, 2 pcs replacement male, red	Santoprene® TPE Poliammide Alloggiamento ZrO ₂ HD-PE Purell
	XT38251	Docklocs® Laboratory Set, up to 40° divergence compensation: 2 pcs titanium retention housing (Ø5.5 mm, height 2.5 mm) with black processing insert (height 1.9 mm), 2 pcs block-out ring, 2 pcs replacement male, green, 2 pcs replacement male, orange, 2 pcs replacement male, red	Santoprene® TPE Poliammide Alloggiamento in titanio HD-PE Purell

	XT38205	Docklocs® Replacement Male, red Extra-light retention, 10°–20°, 8 pcs	Poliammide
	XT38206	Docklocs® Replacement Male, orange Light retention, 10°–20°, 8 pcs	
	XT38207	Docklocs® Replacement Male, green Strong retention, 10°–20°, 8 pcs	
	XT38209	Docklocs® Block-out Ring, 20 pcs	Santoprene® TPE
	XT38230	Zirconia oxide retention housing with processing insert, 2 pcs	Alloggiamento ZrO ₂ HD-PE Purell
	XT38210	Titanium retention housing with processing insert, 4 pcs	Alloggiamento in titanio G5 HD-PE Purell
	XT38214	Docklocs® lab analogue straight (Ø4 mm), 4 pcs	titanio grado 5
	XT38215	Docklocs® impression coping with black processing insert, 4 pcs	Alloggiamento in titanio G5 HD-PE Purell


SB/RB/WB Tools	Cod. art.	Nome	Materiale
	P35601	Zeramex Rosedrigill Ø2,3 mm	acciaio inox
	T35602	Zeradrill Pilot Ø2,3 mm	
	XT35630	Zeramex Profile Drill SB	acciaio inox, rivestimento al carbonio
	T35608	Zeradrill S8 (SMALL 8 mm)	
	T35610	Zeradrill S10 (SMALL 10 mm)	
	T35612	Zeradrill S12 (SMALL 12 mm)	


Assortimento

XT

	T35614	ZERADRILL™ S14 (Small 14 mm)	acciaio inox, rivestimento al carbonio
	T35620	ZERATAP™ SMALL Ø3,5 mm	
	T35622	ZERADRILL™ Extension SMALL	
	T36608	ZERADRILL™ R8 (REGULAR 8mm)	
	T36610	ZERADRILL™ R10 (REGULAR 10mm)	
	T36612	ZERADRILL™ R12 (REGULAR 12mm)	
	T36614	ZERADRILL™ R14 (REGULAR 14mm)	
	T36620	ZERATAP™ REGULAR Ø4.2mm	
	T36622	ZERADRILL™ Extension REGULAR	
	T37608	ZERADRILL™ W8 (WIDE 8mm)	
	T37610	ZERADRILL™ W10 (WIDE 10mm)	
	T37612	ZERADRILL™ W12 (WIDE 12mm)	
	T37620	ZERATAP™ WIDE Ø5.5mm	
	T37622	ZERADRILL™ Extension WIDE	
	KI589B	Elos Drill Extender	acciaio inox

Assortimento

	T38650	Zeramex T depth gauge, 4 pcs	
	XT38619	ZERAMEX® Prosthetic Key, 19 mm	acciaio inox
	XT38623	ZERAMEX® Prosthetic Key, 23 mm	
	XT38628	ZERAMEX® Prosthetic Key, 28 mm	
	XT36620	ZERAMEX® Pickup, 20 mm	
	XT36625	ZERAMEX® Pickup, 25 mm	
	XT36622	ZERAMEX® Rescue Pickup	
	P48932	ZERAMEX® Ratchet Adapter Unit Short	
	P48935	ZERAMEX® Surgical Ratchet (without adapter)	
	XT35651	ZERAMEX® XT Drill Stop, for SMALL Drill	PEEK
	XT36651	ZERAMEX® XT Drill Stop, for REGULAR Drill	
	XT37651	ZERAMEX® XT Drill Stop, for WIDE Drill	
	XT48860	ZERAMEX®XT Prosthetic Tray	-
	XT48865	ZERAMEX® XT Prosthetic Tray, incl. Ratchet	

	XT48850	ZERAMEX®XT Surgery Tray (Vassoio chirurgico)	-
	XT48854	ZERAMEX® XT Surgery Tray, fully equipped (Vassoio chirurgico, completamente equipaggiato)	

Indicazioni generali

Garanzia

CeramTec Switzerland offre una garanzia perpetua sugli impianti e 10 anni di garanzia sui monconi e sulla Vicarbo Screw. Le condizioni di garanzia dettagliate sono contenute nel documento "Garanzia ZerameX".

Consegna e imballo

La consegna è effettuata in conformità con le Condizioni generali di vendita (CGV) di CeramTec Switzerland. La confezione sterile e integra protegge l'impianto da tutti gli agenti esterni e garantisce la conservazione sterile fino alla data di scadenza stampigliata. Gli impianti e i componenti ZerameX XT devono essere conservati a temperatura ambiente nella confezione originale, all'asciutto e al riparo dalla luce solare. La confezione può essere aperta solo subito prima dell'impianto. Si consiglia una documentazione clinica, radiologica e statistica completa. Deve essere garantita la tracciabilità degli impianti tramite le etichette in dotazione (etichette paziente).

Esclusione di responsabilità

Gli impianti ZerameX XT fanno parte di un sistema completo e devono essere utilizzati esclusivamente con i componenti previsti. CeramTec Switzerland declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da utilizzo improprio o con componenti non originali.

Si applicano peraltro le CGV di CeramTec Switzerland.

Aggiornamento

Per informazioni sui corsi e sulle opportunità di aggiornamento sul sistema ZerameX XT visitare il sito www.zerameX.com

Caratteristiche del materiale

Tutti gli impianti e i monconi sono prodotti in biossido di zirconio con successiva compattazione a caldo ATZ-HIP® (HIP = Hot Isostatic Postcompaction). Per motivi di qualità e resistenza, gli impianti e i monconi vengono limati nella forma definitiva dal pezzo grezzo intero e duro utilizzando di norma strumenti diamantati. Il pezzo non deve essere rilavorato. Risulta così possibile realizzare impianti e monconi riproducibili e di alta precisione del registro richiesto.

Zerafil Superficie degli impianti

- microstrutturata
- irradiata e incisa
- idrofila

ZrO₂ ATZ-HIP

biossido di zirconio, ATZ (Alumina-toughened Zirconia) (radiopaco)

Composizione:

ZrO₂ 76%, Al₂O₃ 20%, Y₂O₃ 4%
Resistenza alla flessione: 2'000 MPa

Valore CTE ZrO₂ ATZ-HIP: 9x10⁻⁶/K

ZrO₂ TZP-A

biossido di zirconio, TZP (Tetragonal zirconia polycrystal) (radiopaco)

Composizione:

ZrO₂ 95%, Al₂O₃ 5%, Y₂O₃ 0,25%
Resistenza alla flessione: >1'700 MPa (media 2'000 MPa)
Valore CTE ZrO₂ TZP-A: 10,5

PEEK-CLASSIX

Polietereterchetone USP Classe VI (non radiopaco)

Alluminio

Alluminio (non radiopaco)

PEEK-CLASSIX-CW30-LSG

Fibre di carbonio corte (CF) in PEEK-Classix-LSG-Matrix (non radiopaco)

Composizione:

CF 30%, PEEK-Classix-LSG 70%
Resistenza alla flessione: >130 MPa

Vicarbo

Fibre al carbonio unidirezionali (CF) in PEEK-Matrix (non radiopaco)

Composizione:

CF 60%, PEEK 40%
Resistenza alla flessione: >900 MPa

Europa

Germania

CeramTec Dentalvertriebs GmbH
Wallbrunnstrasse 24
79539 Lörrach/Deutschland
Phone: +49 762 116 12749
info@zeramex.com
www.zeramex.com

Svizzera

CeramTec Schweiz GmbH
Bodenackerstrasse 5
8957 Spreitenbach/Svizzera
T 0041 44 388 36 36
F 0041 44 388 36 39
info@zeramex.com
www.zeramex.com

Globale

I dettagli di contatto di tutti i distributori sono reperibili sul nostro sito Web **www.zeramex.com**



Zeramex XT

Per un'estetica naturale



